



Après remise de l'orthoplastie, commencer par la porter quelques heures avant de la porter durant toute une journée.



L'orthoplastie peut-être lavée à l'eau et au savon.



La conserver dans une boîte contenant du talc (permet une meilleure conservation du silicone dans le temps).



L'orthoplastie est une orthèse de protection ou de correction de déformations, elle n'est efficace que lorsqu'elle est portée.



L'orthoplastie a une durée de vie de 12 à 18 mois, pour une efficacité maximale, pensez à la faire renouveler tous les ans.



**En cas de gêne, merci de reprendre rendez-vous avec votre praticien pour des modifications.**